



Guide Utilisateur Patient

Version 1.0 - Réf. 201311000433

One Manager – Version 1.1310
14/11/2013

SOMMAIRE

1 Préambule 3

1.1 Public concerné3

1.2 Pré-requis3

1.3 Symboles utilisés3

1.4 Mentions réglementaires.....3

2 Résultats radiologie 4

2.1 Accéder à vos résultats.....4

2.2 Présentation de vos résultats radiologie.....4

1 PREAMBULE

Le guide utilisateur Patient décrit les modalités d'accès au résultat radiologie du patient. Ce document décrit la procédure d'utilisation de l'accès patient.

1.1 PUBLIC CONCERNE

Ce guide utilisateur est destiné aux patients.

La lecture de ce manuel requiert une connaissance de base en informatique.

1.2 PRE-REQUIS

La résolution minimale d'utilisation prévue pour cette fonctionnalité est 1280x1024 (plein écran).

Vous devez vous munir de vos codes d'identifications qui vous ont été communiqués par une étiquette ou notifiés sur votre compte rendu.

Pour visualiser vos résultats radiologie, vous devez vous connecter à travers un des navigateurs internet suivant :

Navigateurs supportés et certifiés :
Internet Explorer 9.0
Firefox 20,21,22,23
Navigateurs supportés mais non certifiés :
Internet Explorer 7.0
Firefox 15, 16
Safari 5, 6
Chrome 3.*, 4.*, 5.*

1.3 SYMBOLES UTILISES



Informations complémentaires



Indications importantes à respecter



Nouveautés



Fonctions accessibles grâce au bouton droit de la souris

1.4 MENTIONS REGLEMENTAIRES



Waid – Groupe Softway MEDICAL
Route de la Côte d'Azur
Rue de la Belle du Canet
CS 20011
13590 Meyreuil

2 RESULTATS RADIOLOGIE

2.1 ACCEDER A VOS RESULTATS


L'accès à l'application s'effectue à partir du navigateur internet. Une fois la page chargée, un identifiant et un mot de passe sont nécessaires pour s'authentifier.






Votre numéro de dossier se trouve inscrit sur l'étiquette ou le compte rendu qui vous a été remis par le centre de radiologie.


2.2 PRESENTATION DE VOS RESULTATS RADIOLOGIE







Une fois connecté la page suivante s'affiche.




Cette page permet d'accéder aux images et comptes rendus de vos dossiers.


Icônes	Nom	Remarques
	Examen	Un clic sur cette icône affiche l'examen sélectionné
	Compte rendu	Un clic sur cette icône affiche le compte rendu sélectionné.
	Conclusion du compte rendu	Un survol de la souris sur cette icône affiche la conclusion du compte rendu dans une info bulle.








 La visionneuse de PDF offre les fonctionnalités de base d'Adobe Reader, tel que la sauvegarde sur l'ordinateur ou l'impression du compte rendu.

Icônes	Nom	Remarques
	Imprimer	Impression du compte rendu
	Enregistrer	Enregistrement du compte rendu sur l'ordinateur
	Zoom arrière	Diminuer le facteur de zoom sur le compte rendu
	Zoom avant	Augmenter le zoom sur le compte rendu
	Ajuster la page	Zoomer le compte rendu pour occuper toute la largeur de la fenêtre
	Affichage d'une page à la fois	Ajuster le compte rendu à la taille de la visionneuse (affiche le compte rendu complet)

Les images seront visualisées depuis le Viewer JPEG intégré dans la page historique imagerie.

Un clic sur la vignette  permet de visualiser la série sur le Viewer de droite.

La série visualisée sera encadrée  .

Icônes	Nom	Remarques
	Effectuer une rotation de +90°	L'image subit une rotation de 90° à droite.
	Effectuer une rotation de -90°	L'image subit une rotation de 90° à droite.
	Accéder à l'image suivante	Affichage de l'image suivante de la série.
	Accéder à l'image précédente	Affichage de l'image précédente de la série.
	Ascenseur horizontal	Il permet d'augmenter ou réduire le sélectionneur d'image
	Plein écran	Il permet le passage en mode plein écran.
	Fermeture	Il permet de fermer le mode plein écran.



Une fois que vous avez terminé de visualiser vos résultats, déconnectez vous de l'application en cliquant sur le bouton en haut à droite 